

Baaske Medical Docpad™

Grenzenlose Mobilität



Das **Baaske Medical Docpad™** eröffnet eine ganz neue Welt im medizinischen Arbeitsalltag. Mit dem **Docpad™** sind E-Mails, Nachrichten, Fotos und Infos überall dabei. Das **Docpad™** ist nach medizinischen Normen geprüft und kann somit sicher innerhalb der Patientenumgebung eingesetzt werden. Durch das **Docpad™** muss nun niemand mehr auf die aus dem Alltag gewohnte Kommunikation verzichten. Eine Reihe erstaunlicher Features macht das **Docpad™** zu einem unverzichtbaren Tool für Ihre Arbeit – nahezu so schnell und leistungsstark wie ein Desktop Computer.

- ▶ Betrachtung direkt in der Patientenumgebung
- ▶ online auch bei der Visite
- ▶ Tageslichthelles Display – Full HD
- ▶ Tablet u. stationärer Arbeitsplatz in einem
- ▶ optional mit LTE



Dockingstation



Baaske Medical Docpad™



Technische Daten Baaske Medical Docpad™

Art.Nr.:	2010403	2010541
Prozessor:	Intel® Bay Trail Quad-Core Prozessor	Intel® Bay Trail Quad-Core Prozessor
Betriebssystem:	unterstützt Windows® 8.1 gegen Aufpreis	unterstützt Windows® 8.1 gegen Aufpreis
Displaygröße:	8,3" (21,08 cm)	8,3" (21,08 cm)
Displaytechnologie:	IPS	IPS
Auflösung:	1.920 x 1.200 Pixel	1.920 x 1.200 Pixel
Kontrast:	800:1	800:1
Display-Schutzglas:	Gorilla®-Glas 3	Gorilla®-Glas 3
Touchscreen:	kapazitiv	kapazitiv
Touch-Bedienung:	Multi-Touch (10 Finger)	Multi-Touch (10 Finger)
Arbeitsspeicher:	2 GB DDR3	2 GB DDR3
Festplatte:	bis zu 128 GB SSD	bis zu 128 GB SSD
WLAN:	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n
LTE	nein	ja
Bluetooth:	4.0	4.0
GPS:	ja	ja
RFID Leser:	ja	ja
Optional:	Smart Card Reader, Sturz Case bis 1,80 m, Docking Station, Windows® 8.1 Pro 64-bit	Smart Card Reader, Sturz Case bis 1,80 m, Docking Station, Windows® 8.1 Pro 64-bit
Schnittstellen:	1x USB 2.0, 1x micro USB 2.0, Audio, Docking-Anschluss	1x USB 2.0, 1x micro USB 2.0, Audio, Docking-Anschluss
Card Reader:	microSDXC	microSDXC
Kamera Frontseite:	2,0 Megapixel	2,0 Megapixel
Kamera Rückseite:	8,0 Megapixel	8,0 Megapixel
Akkulaufzeit:	bis zu 10 Stunden	bis zu 10 Stunden
Schutzklasse:	IP 65	IP 65
Netzteil:	extern, 15W medizinisch	extern, 15W medizinisch
Gewicht:	0,554 kg	0,554 kg
Abmessungen (BxHxT):	227,8 x 150,1 x 12,5 mm	227,8 x 150,1 x 12,5 mm
Garantie:	1 Jahr Austauschservice Europa (inkl. Schweiz) 2 Jahre Standard bis auf 3 Jahre erweiterbar	1 Jahr Austauschservice Europa (inkl. Schweiz) 2 Jahre Standard bis auf 3 Jahre erweiterbar